



# Csökkenti a kockázatot. Növeli a hatékonyságot.

## Oxivir® Excel Wipe

Szabadalmaztatott gyorsított hidrogén-peroxid alapú tisztító és fertőtlenítőszer.

Az AHP hatóanyagot tartalmazó Oxivir® fertőtlenítő tisztítószeresek átírják a fertőtlenítésre vonatkozó szabályokat : széles hatásspektrumú, valóságghű érintkezési idejű és kiváló tisztítóerejű készítmények, amelyek kitűnő felhasználói és felületi kompatibilitási profillal és fenntartható hatóanyaggal is rendelkeznek.

- Használatra kész termék a gyorsabb fertőtlenítésért
- Eldobható törlőkendő a higiénikusabb használatért
- Kényelmes, használata nem igényel külön előkészítő munkálatokat
- Elpusztítja az alábbi rezisztens törzseket : MRSA, CRE, VRE, CRPsa
- Hatásos baktériumok és vírusok ellen 30 másodperc alatt
- Teljes virucid hatás, beleértve a burok nélküli vírusokat, mint a Norovírus és a Poliovírus
- Legfrissebb Európai Szabványok szerint tesztelve
- Yeastacid (élesztőgomba őr) hatású – Candida albicans ellen tesztelve
- Hatékony felületaktív összetevői révén kiváló tisztítási teljesítményt nyújt, beleértve a vízkőmentesítést is
- A kiváló felhasználói biztonsági profil csökkenti a munkavállalók kockázatát
- Nem minősül veszélyes keveréknek
- Nem tartalmaz légzést irritáló anyagokat
- Az AHP formula óvja a felületeket, ezáltal meghosszabbítva azok élettartamát
- CEIIa minősítésű orvostechnikai eszköz ; használható noninvazív orvostechnikai eszközök fertőtlenítésére
- Elérhető koncentrátum, használatra kész és kendő formában
- Használható nagy kockázatú területeken, beleértve ICU, OR, NICU és betegszobákban
- VAH mentes (illó aromás szénhidrogének)



Baktericid



Virucid



Yeasticid

ACCELERATED  
HYDROGEN PEROXIDE



### Alkalmazható :




Az Oxivir Excel bármilyen kemény felületen alkalmazható, amely rendszerint egészségügyi környezetben található, beleértve a rozsdamentes acélt, az üvegeket, az akrilokat és a PVC-t. Nem alkalmas márványra, rézre, sárgarézre vagy más oxidatív hatású felületekre.

# Oxivir® Excel Wipe


Szabadalmaztatott gyorsított hidrogén-peroxid alapú tisztító és fertőtlenítőszer

Hatásspektrum	Szabványok	Hígítás nélküli behatási idő	Szennyezett/Tiszta vizsgálati körülmények
Virucid	Korlátozott virucid hatás	30 sec	Szennyezett (FCS)
Baktericid	EN 1276	1 min	Szennyezett
Yeasticid	EN 13624	5 min	Szennyezett Kórházi szennyeződés

## Használata




Távolítsa el a szennyeződést.



Tisztítsa és fertőtlenítse a felületet.



Az EN14476 szabvány szerint 30 másodperces behatási idővel virucid hatású.



Levegőn hagyja megszáradni.

## Összetétel

100 g termék tartalmaz:

Aktív összetevők : 0,36 % hidrogénperoxid

## Kiszerezés

- Műanyag dobozos kiszerezés  
12 x 100 db  
Kendő mérete: 300 x 200 mm
- Puha csomagolás  
12 x 100 db  
Kendő mérete: 267 x 200 mm

Mindkét kiszerezés használatra kész terméket tartalmaz

## Engedélyek



Az orvostechikai eszközökről szóló rendelet alapján orvostechikai eszköznek minősített termék, IIa osztály

## Tárolás

Tárolja a helyi és nemzeti előírások szerint. Csak eredeti csomagolásban tartandó. Tárolja zárt csomagolásban. Fagypont feletti hőmérsékleten tárolja.

**Az Oxivir Excel Wipe ultrahigiénikus eldobható törölkendő, melynek használatával könnyedén megfelelhet a higiéniai előírásoknak.**